

Elektrotehnički fakultet u Beogradu
SI3PSI Principi Softverskog inženjerstva

Projekat

MedAdviceNTreatment.com

Izveštaj testiranja

FifoDevTeam

Jevtić Ivan 2018/0550

Kojić Filip 2018/0285

Zarić Filip 2018/0345



Istorija izmena

Datum	Verzija	Kratak opis	Autor
05.06.2021.	1.0	Inicijalna verzija	Jevtić Ivan, 2018/0550

1. Testovi logovanja

Preduslovi:

Korisnik mora biti registrovan na sistemu, odnosno mora mu biti odobrena registracija.

-Uspesno logovanje – Korisnik je uneo ispravno i postojece korisnicko ime i sifru i nakon pritiska na "Uloguj se" odlazi na pocetnu stranicu.

- Neispravna lozinka - Korisnik nije uneo ispravnu lozinku u polje "Lozinka:", a uneo je ispravnu sifru. Sistem ga porukom obaveštava o tome da treba da je popuni.

-Neispravno korisničko ime – Korisnik je uneo ispravnu lozinku ali je uneo neispravno korisničko ime. Sistem ga obaveštava o tome da treba da ga popuni.

-Oba prazna polja-Korisnik nije popunio formu. Sistem ga obaveštava da treba da je popuni.

-Rotirani lozinka i korisničko ime – Korisnik je uneo lozinku u polje za korisničko ime, a korisničko ime u polje za lozinku. Korisnik neće biti ulogovan i sistem će ispisati poruku o grešci.

2. Testovi ocenjivanja lekara nakon pružene usluge

Preduslovi:

-Korisnik mora biti ulogovan na sistem, mora biti u ulozi Pacijenta i mora imati ostvaren termin kod lekara koga ocenjuje.

-Uspesno ocenjivanje – Korisnik je otisao na stranicu "Moji lekari", izabrao je ocenu i kliknuo na oceni. Takođe, imao je Broj dozvoljenih ocenjivanja veći od 0. Sistem ispisuje poruku o uspesnom ocenjivanju lekara.

-Nije izabrana ocena - Korisnik je otisao na stranicu "Moji lekari", nije izabrao ocenu i kliknuo na oceni. Takođe, imao je Broj dozvoljenih ocenjivanja veći od 0. Korisnik ostaje na istoj stranici i lekar nije ocenjen.

-Prekoračen broj ocenjivanja - Korisnik je otisao na stranicu "Moji lekari", izabrao je ocenu i kliknuo na oceni. Takođe, imao je Broj dozvoljenih ocenjivanja od 0. Korisnik ostaje na istoj stranici i lekar nije ocenjen.

3. Testovi uklanjanja korisnika

Preduslovi:

Korisnik mora biti ulogovan kao menadzer da bi imao mogućnost uklanjanja korisnika.
Korisnik koga brisemo prethodno nije obrisan.

-Uspesno uklanjanje – Korisnik klikom na "Ukloni" uklanja izabranog korisnika iz sistema.
Sistem obaveštava Menadzera da je korisnik uklonjen.

4. Testovi pregleda kartona

Preduslovi:

Korisnik mora biti ulogovan kao pacijent ili lekar da bi imao mogućnost pregleda kartona. Takođe, karton korisnika mora prethodno biti kreiran.

-Uspesan pregled kartona – Lekar – Korisnik nakon što se uloguje kao Lekar klikom na "Moji pacijenti" pa klikom na "Karton" ide na karton izabranog Pacijenta.

-Uspesan pregled kartona – Pacijent – Korisnik nakon što se uloguje kao Pacijent klikom na "Pregled kartona" pa klikom na "Karton" ide na svoj karton.